


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ncstn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Número do item: CM0015485



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NCSTN humano (Nicastrina, subunidade da gama-secretase) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, camundongo, rato. Útil para pesquisas sobre a doença de Alzheimer e estudos de sinalização Notch.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NCSTN
Observações/Apelido	ATAG1874; NCSTN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23385
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-578 do NCSTN humano (NP_056146.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92542
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo