

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nctr2 Para Wb, Elisa - 095944

Número do item: CM0004614



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra NCTR2 humano (NKp44, CD336) para WB e ELISA. Reage com humano; ideal para pesquisas sobre citotoxicidade de células natural killer e vigilância imunológica tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCTR2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1; NCTR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9436
ID do Gene	9436
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NCTR2 humano (095944).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095944
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo