


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndc1 Para Wb, Elisa - Q9Btx1

Número do item: CM0019712



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho NDC1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reconhece NDC1 humano, de camundongo e de rato (~76kDa), uma nucleoporina crítica para a montagem do complexo de poro nuclear. Ideal para pesquisa de IVD e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NDC1 pAb de Coelho                                                                                                         |
| Observações/Apelido | NET3; TMEM48; NDC1                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID              | 55706                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-530 do NDC1 humano (NP_060557.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | Q9BTX1                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 76kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                              |