

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndel1 (Nudel) Para Wb, Elisa - Q9Gzm8

Número do item: CM0025464



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-NDEL1 (NUDEL) de alta qualidade validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada humana e de camundongo. Ideal para estudar organização de microtúbulos, regulação de dineína e migração neuronal. Peso molecular 38kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUDEL/NDEL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81565
ID do Gene	81565
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-345 do NUDEL/NUDEL/NDEL1 humano (NP_110435.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9GZM8
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de Gelo