


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-NdrG2 Para Wb, Elisa - Q9Un36

Número do item: CM0025837



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDRG2, um supressor tumoral envolvido na sinalização Wnt. Validado para WB e ELISA, reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisas sobre câncer e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDRG2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SYLD; NDRG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57447
ID do Gene	57447
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 138-357 do NDRG2 humano (NP_963832.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UN36
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo