


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-NdrG3 Para Wb E Elisa - Q9Ugv2

Número do item: CM0013436



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NDRG3 validado para WB e ELISA. Direcionado para NDRG3 humano e de camundongo (41 kDa), uma proteína expressa de forma ubíqua com alta expressão no cérebro. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDRG3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NDRG3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57446
GeneID	57446
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 184-363 do NDRG3 humano (NP_071922.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UGV2
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo