

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-NdrG4 Para Wb - Q9Ulp0

Número do item: CM0020575

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o NDRG4 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo do desenvolvimento cerebral, do estresse isquêmico e da sinalização neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NDRG4 Rabbit pAb
Observações/Aliança	BDM1; SMAP8; SMAP-8; NDRG4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	65009
GeneID	65009
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-220 do NDRG4 humano (NP_001229765.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9ULP0
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo