

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndst1 Para Wb, Elisa - P52848

Número do item: CM0020347



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NDST1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta NDST1 humano e de rato, uma enzima chave na biossíntese do heparan sulfato. Ideal para pesquisa em glicobiologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NDST1
Observações / Sinônimos	HSST; NST1; MRT46; NDST1
Espécie	Humano
GeneID	3340
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-170 do NDST1 humano (NP_001534.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P52848
Peso Proteico	101kDa
Envio	Em saco de gelo