


Anti-Ndufa1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15239

Número do item: CM0002622



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NDUFA1 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Tem como alvo a subunidade do Complexo I mitocondrial humano, ideal para pesquisas sobre a cadeia respiratória e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFA1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4694
GeneID	4694
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-70 do NDUFA1 humano (O15239).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15239
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Saco com gelo