


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ndufa1 Para Wb, Elisa - O15239

Número do item: CM0027101



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-NDUFA1 validado para WB e ELISA. Reage com Humano, Camundongo e Rato. Tem como alvo a subunidade acessória do Complexo I mitocondrial, expresso principalmente no coração e no músculo esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFA1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4694
ID do Gene	4694
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da NDUFA1 humana (NP_004532.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15239
Peso da Proteína	8kDa
Envio	Bolsa de gelo