


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufa10 (Ci-42Kd) Para Wb E Elisa - O95299

Número do item: CM0014236



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à NDUFA10 (CI-42kD), uma subunidade acessória do Complexo I mitocondrial. Validado para Western blot e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos da cadeia respiratória e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFA10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CI-42k; CI-42KD; MC1DN22; NDUFA10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4705
ID do Gene	4705
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-300 da NDUFA10 humana (NP_004535.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95299
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Transporte	Saco de gelo