


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufa12 Para Wb - Q9Ui09

Número do item: CM0027558



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NDUFA12 para aplicações WB e ELISA, que detecta NDUFA12 humano, de camundongo e de rato (17 kDa). Ideal para pesquisa do Complexo I mitocondrial e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFA12 Coelho pAb
Observações/Alias	B17.2; DAP13; MC1DN23; NDUFA12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55967
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 da NDUFA12 humana (NP_061326.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UI09
Peso Proteico	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo