


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ndufa13/Grim19 Para Wb, Elisa - Q9P0J0

Número do item: CM0010003



### introdução

Anticorpo monoclonal específico de coelho direcionado contra NDUFA13/GRIM19 humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos do Complexo I mitocondrial, apoptose e interação hospedeiro-microrganismo. Não há dados de reatividade entre espécies.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | mAb de coelho NDUFA13/GRIM19                                                                                                               |
| Observações/Apelidos | B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; NDUFA13/GRIM19                                                                            |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano)  | 51079                                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-144 de NDUFA13/GRIM19 humano (Q9P0J0) (NP_057049.5) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                                     |
| SWISS                | Q9P0J0                                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 17 kDa                                                                                                                                     |
| Envio                | Embalagem de gelo                                                                                                                          |