

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufa4L2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrx3

Número do item: CM0017208

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NDUFA4L2 humano (COXFA4L2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre hipóxia e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFA4L2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NUOMS; MISTRH; COXFA4L2; NDUFA4L2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56901
GeneID	56901
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-87 do NDUFA4L2 humano (NP_064527.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRX3
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo