


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufa5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16718

Número do item: CM0015288



introdução

Anticorpo policlonal Anti-NDUFA5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Detecta a subunidade de 13kDa do Complexo I mitocondrial, altamente expressa no coração, músculo, cérebro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFA5 Coelho pAb
Observações/Apelido	B13; NUFM; UQOR13; CI-13kB; CI-13KD-B; NDUFA5
Espécie	Humano
GeneID	4698 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-116 do NDUFA5 humano (NP_004991.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16718
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de gelo