


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ndufa6 Para Wb E Elisa - P56556

Número do item: CM0028747



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NDUF6 humana, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de complexo I mitocondrial e estudos de cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFA6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B14; LYRM6; CI-B14; MC1DN33; NADHB14; NDUFA6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4700
GeneID	4700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-154 da NDUFA6 humana (NP_002481.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56556
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo