


Anticorpo Policlonais Anti-Ndufa7 Para Wb, Elisa - 095182

Número do item: CM0024128



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDUF7 humano, uma subunidade do complexo I mitocondrial. Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas em fosforilação oxidativa e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B14.5a; CI-B14.5a; NDUF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4701
GeneID	4701
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 da NDUF7 humana (NP_004992.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O95182
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo