


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufa7 (Validado Por Ko) Para Wb & Elisa - O95182

Número do item: CM0026477



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NDUF7 (CI-B14.5a), uma subunidade acessória do Complexo I mitocondrial. Validado por KO para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Para pesquisa da cadeia respiratória e mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NDUF7 Rabbit pAb
Observações/Alias	B14.5a; CI-B14.5a; A7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4701
ID do Gene	4701
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-113 da NDUF7 humana (NP_004992.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95182
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo