


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufa8 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51970

Número do item: CM0016938



introdução

O pAb de coelho NDUFA8 detecta a subunidade de 20kDa do Complexo I mitocondrial. Validado em WB, IF/ICC, IP e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa da cadeia respiratória e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFA8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PGIV; CI-19KD; CI-PGIV; MC1DN37; NDUFA8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4702
ID do Gene	4702
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51970
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo