


## Anticorpo Policlonal Anti-Ndufab1 Para Wb, Elisa - O14561

Número do item: CM0017681



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDUFAB1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta NDUFAB1 endógeno em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisas sobre o complexo mitocondrial I e o metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | NDUFAB1 Rabbit pAb                                                                                            |
| Observações/Apelidos | ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1                                                                              |
| Espécie              | Humano                                                                                                        |
| GeneID (Humano)      | 4706                                                                                                          |
| GeneID               | 4706                                                                                                          |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-156 de NDUFAB1 humano (NP_004994.1) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                        |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                        |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                      |
| SWISS                | O14561                                                                                                        |
| Peso da Proteína     | 17 kDa                                                                                                        |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                 |