


Anti-Ndufab1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para If/Icc E Elisa - O14561

Número do item: CM0020783



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a NDUFAB1 mitocondrial, validado para IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada de camundongo. Ideal para investigar o Complexo I, metabolismo de ácidos graxos e biogênese de clusters ferro-enxofre.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFAB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4706
GeneID	4706
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da NDUFAB1 humana (NP_004994.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O14561
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo