


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufab1 Para Wb, Elisa - O14561

Número do item: CM0020898



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o NDUFAB1 humano (O14561), uma proteína carreadora de acila e subunidade do complexo I. Validado para WB, ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de síntese de ácidos graxos mitocondriais e do complexo I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFAB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4706
GeneID	4706
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-156 do NDUFAB1 humano (NP_004994.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14561
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de Gelo