

Anticorpo Monoclonal Anti-Ndufaf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y375

Número do item: CM0009659

introdução

Anticorpo monoclonal anti-NDUFAF1 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Anticorpo recombinante de coelho para o estudo da montagem do complexo I mitocondrial. Reativo com humano, 38 kDa. Adequado para pesquisas sobre doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-NDUFAF1
Observações/Alias	CGI65; CIA30; CGI-65; MC1DN11; NDUFAF1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	51103
ID do gene	51103
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do NDUFAF1 humano (Q9Y375)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9Y375
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo