

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Ndufaf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N183

Número do item: CM0014972

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NDUFAF2 (B17.2L, mimitina), um fator de montagem do complexo I mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Para pesquisa em doenças mitocondriais e cílios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFAF2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MMTN; B17.2L; MC1DN10; mimitin; NDUFA12L; NDUFAF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	91942
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-169 da NDUFAF2 humana (NP_777549.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N183
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de gelo