

Anticorpo Policlonais Anti-Ndutfaf4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P032

Número do item: CM0016810

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NDUFAF4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de montagem do complexo I mitocondrial e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFAF4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	My013; C6orf66; HRPAP20; HSPC125; MC1DN15; bA22L21.1; NDUFAF4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29078
ID do Gene	29078
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P032
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo