


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75438

Número do item: CM0019816



introdução

O NDUFB1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com NDUFB1 humano e de camundongo, uma subunidade do Complexo I mitocondrial. Ideal para pesquisa em mitocôndria e cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MNLL; CI-MNLL; CI-SGDH; NDUFB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4707
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do NDUFB1 humano (NP_004536.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75438
Peso Proteico	7kDa
Envio	Saco de gelo