


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufb10 Para Wb, Ip, Elisa - O96000

Número do item: CM0026626



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NDUFB10 humano, uma subunidade acessória do complexo I mitocondrial. Validado para WB, IP, ELISA em humano, rato, camundongo. Adequado para estudos da cadeia respiratória e de doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFB10 Coelho pAb
Observações/Apelido	PDSW; MC1DN35; NDUFB10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4716
GeneID	4716
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 do NDUFB10 humano (NP_004539.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O96000
Peso Proteico	21kDa
Envio	Bolsa de Gelo