


Anticorpo Policlonais Anti-Ndufb11 Para Wb, Elisa - Q9Nx14

Número do item: CM0015432



introdução

NDUFB11 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal específico para a NDUFB11 humana, uma subunidade do Complexo I mitocondrial, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongos e ratos. Ideal para pesquisa de cadeia respiratória e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFB11 Rabbit pAb
Observações/Alias	ESSS; Np15; P17.3; NP17.3; CI-ESSS; MC1DN30; NDUFB11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54539
ID do Gene	54539
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-163 da NDUFB11 humana (NP_061929.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NX14
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo