


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ndufb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43676

Número do item: CM0012872



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado a NDUF3 (Complexo I-B12, 11 kDa), validado para western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Reage com NDUF3 de camundongo. Ideal para estudos sobre a função da cadeia respiratória mitocondrial e distúrbios relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B12; CI-B12; MC1DN25; NDUF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4709
ID do Gene	4709
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-98 da NDUF3 humana (NP_002482.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O43676
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo