


Anti-Ndufb4 (Ci-B15) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95168

Número do item: CM0002364



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NDUFB4 (CI-B15) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece a proteína NDUFB4 humana, de rato e de camundongo (~15 kDa). Ideal para pesquisa sobre o complexo mitocondrial I e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NDUFB4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	B15; CI-B15; NDUFB4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4710
GeneID	4710
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-129 do NDUFB4 humano (NP_004538.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95168
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo