

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufb4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95168

Número do item: CM0014661



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o NDUF4 humano, uma subunidade do Complexo I. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos mitocondriais e da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	B15; Cl-B15; B4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4710
ID do Gene	4710
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do NDUF4 humano (NP_001161803.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95168
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo