


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufb7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc - P17568

Número do item: CM0014215



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDUF7 humano (subunidade 7 do subcomplexo beta 1 da desidrogenase de NADH [ubiquinona]) para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com a subunidade B18 do complexo I mitocondrial de camundongo e rato. Apoia pesquisas sobre doenças mitocondriais e o desenvolvimento de ensaios de DIV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho anti-NDUF7
Observações/alias	B18, CI-B18, MC1DN39, NDUF7
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4713
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-137 de NDUF7 humano (NP_004137.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P17568
Peso da proteína	16 kDa
Transporte	Bolsa de gelo