


## Anticorpo Policlonal Anti-Ndufb8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95169

Número do item: CM0024201



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NDUFB8 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Específico para a subunidade acessória do complexo I mitocondrial de humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Descrição                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NDUFB8 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | ASHI, CI-ASHI, MC1DN32, NDUFB8                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 4714                                                                                                                       |
| GeneID              | 4714                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-186 do NDUFB8 humano (NP_004995.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato, Rato                                                                                                         |
| SWISS               | O95169                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 22kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |