


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ndufb8 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95169

Número do item: CM0002115



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra NDUFB8 humano, uma subunidade acessória do Complexo I mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com camundongo e rato. Adequado para fornecimento de matéria-prima para IVD e pesquisa de disfunção mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFB8 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ASHI; CI-ASHI; MC1DN32; NDUFB8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4714
ID do Gene	4714
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da NDUFB8 humana (O95169).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95169
Peso da Proteína	22kDa
Transporte	Saco de gelo