


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufb9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Número do item: CM0022525



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDUF9 humana, uma subunidade acessória do Complexo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NDUF9 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; MC1DN24; NDUF9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4715
GeneID	4715
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-170 da NDUF9 humana (NP_004996.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6M9
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo