


Anti-Ndufb9 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Número do item: CM0002250



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NDUF9 humano, uma subunidade do Complexo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF9 mAb de Coelho
Observações/Apelido	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; NDUF9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4715
GeneID	4715
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 80-170 do NDUF9 humano (Q9Y6M9)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6M9
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo