


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufs1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Número do item: CM0029683



introdução

pAb de Coelho anti-NDUFS1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a NDUFS1 humana (CI-75kD), uma subunidade central do Complexo I essencial para o transporte eletrônico mitocondrial. Reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	pAb de Coelho anti-NDUFS1
Observações/Alíase	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUFS1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4719
GeneID	4719
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-290 da NDUFS1 humana (NP_004997.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28331
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Bolsa de gelo