


Anticorpo Monoclonal Anti-Ndufs2 Para Wb E Elisa - 075306

Número do item: CM0003501



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao NDUF52 humano (CI-49), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Validado para pesquisa sobre o Complexo I mitocondrial e fosforilação oxidativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF52 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CI-49; MC1DN6; NDUF52
Espécie	Humano
ID do Gene	4720
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-434 do NDUF52 humano (NP_004541.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075306
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de gelo