

Anticorpo Policlonais Anti-Ndufs2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075306

Número do item: CM0014766



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO específico para NDUF52. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para aplicações WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal para pesquisa do complexo I mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] NDUF52 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CI-49; MC1DN6; S2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4720
GeneID	4720
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 204-463 da NDUF52 humana (NP_004541.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075306
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo