


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufs3 Para Wb E Elisa - 075489

Número do item: CM0026496



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o NDUF53 humano, uma subunidade central do Complexo I mitocondrial. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudar a função da cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF53 pAb de Coelho
Observações/Alias	CI-30; MC1DN8; NDUF53
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4722
GeneID	4722
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-264 do NDUF53 humano (NP_004542.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075489
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo