


Anticorpo Monoclonal Anti-Ndufs3 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75489

Número do item: CM0007610



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante anti-NDUFS3 de coelho validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece NDUFS3 humano, de camundongo e rato (30 kDa). Ideal para pesquisa do complexo I mitocondrial e estudos da cadeia respiratória - O75489.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-NDUFS3 de Coelho
Observações/Apelidos	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4722
GeneID	4722
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-264 da NDUFS3 humana (NP_004542.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75489
Peso da Proteína	30 kDa
Transporte	Bolsa de gelo