


## Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Ndufs3 Para Wb, Ip, Elisa - 075489

Número do item: CM0027432



### introdução

Anticorpo Policloal de Coelho Anti-NDUFS3 validado para WB, IP, ELISA em humano, camundongo e rato. Específico para a subunidade do complexo I mitocondrial, ideal para pesquisa e diagnósticos da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | NDUFS3 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelidos | CI-30; MC1DN8; NDUFS3                                                                                                       |
| Espécie              | Humano                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano)  | 4722                                                                                                                        |
| ID do Gene           | 4722                                                                                                                        |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-264 da NDUFS3 humana (NP_004542.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação            | WB, IP, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS                | 075489                                                                                                                      |
| Peso da Proteína     | 30kDa                                                                                                                       |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                               |