


Anticorpo Monoclonal Anti-Ndufs4 Para Wb - O43181

Número do item: CM0011670



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NDUF54 humano validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Ideal para pesquisa do complexo I mitocondrial e cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF54 Coelho mAb
Observações/Apelido	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54
Espécie	Humano
ID do Gene	4724
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do NDUF54 humano (O43181)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O43181
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de Gelo