


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ndufs4 Para Wb, Elisa - O43181

Número do item: CM0007655



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao NDUF54 humano (Complexo I-18 kDa), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de disfunção mitocondrial e do Complexo I.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NDUF54 mAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Alias   | AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 4724                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-175 da NDUF54 humana (NP_002486.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | O43181                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 20kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |