


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufs4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43181

Número do item: CM0016194



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NDUF54 humano, uma subunidade do Complexo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de doenças mitocondriais e cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NDUF54 Coelho pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUF54                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (humano)     | 4724                                                                                                                      |
| GeneID              | 4724                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-175 do NDUF54 humano (NP_002486.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | O43181                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 20kDa                                                                                                                     |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                             |