


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufs5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Número do item: CM0024388



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDUF5 humano (CI-15kDa), uma subunidade acessória do Complexo I. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudos da cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-NDUF55
Observações/Alias	CI15K; CI-15k; NDUF55
Espécie	Humano
ID do Gene	4725 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 do NDUF55 humano (NP_004543.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O43920
Peso Molecular da Proteína	13kDa
Envio	Saco de gelo