


Anti-Ndufs5 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O43920

Número do item: CM0020588



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NDUF55 humano (CI-15k), uma subunidade acessória do Complexo I. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas da cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] NDUF55 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CI15K; CI-15k; [Validado por KD] NDUF55
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4725
ID do Gene	4725
Imunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-106 do NDUF55 humano (NP_004543.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43920
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo