


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufs6 Para Wb, Elisa - 075380

Número do item: CM0029599



introdução

pAb de Coelho NDUF6 (075380) validado para WB e ELISA. Reconhece NDUF6 humano, de camundongo e de rato. Imunogênio recombinante (aa 29-124). Ideal para pesquisas sobre o complexo I mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NDUF6
Observações/Apelido	MC1DN9; CI-13kA; CI13KDA; CI-13kD-A; NDUF6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4726
GeneID	4726
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-124 do NDUF6 humano (NP_004544.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	075380
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo