

## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ndufs7 Para Wb, Elisa - 075251

Número do item: CM0018871



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao NDUF57 humano (Complexo I-20kD, PSST) para WB e ELISA. Essencial para estudos de respiração mitocondrial. Validado em amostras humanas; adequado para pesquisa de doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NDUF57 Rabbit pAb                                                                                                                       |
| Observações/Alias   | NDUF57; CI-20; CI-20KD; MY017; PSST; NADH:ubiquinona oxidoreductase subunidade core S7                                                  |
| Espécie             | humano                                                                                                                                  |
| GeneID              | 374291                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético   Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 80-160 do NDUF57 humano (NP_077718.3). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                  |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                  |
| SWISS               | 075251                                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 22kDa/23kDa                                                                                                                             |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                           |