


Anti-Ndufs8 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O00217

Número do item: CM0013896



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDUF58, uma subunidade do Complexo I mitocondrial, validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos e camundongos. Ideal para estudar a função da cadeia respiratória mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUF58 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TYKY, CI-23k, CI23KD, MC1DN2, NDUF58
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4728
GeneID	4728
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-210 do NDUF58 humano (NP_002487.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O00217
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco de gelo